

## 中性木聚糖酶 (Neutral Xylanase, NEX) 测定试剂盒说明书

微量法 100T/48S

**注意：**正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

### 测定意义：

木聚糖酶(EC 3.2.1.8)主要由微生物产生，能催化水解木聚糖，也被称为戊聚糖酶或半纤维素酶，可分解酿造或饲料工业中的原料细胞壁以及  $\beta$ -葡聚糖，降低酿造中物料的粘度，促进有效物质的释放，以及降低饲料中的非淀粉多糖，促进营养物质的吸收利用，因而广泛的应用于酿造和饲料工业中，NEX 一般分离自最适生长 pH 为 6-8 的微生物。

### 测定原理：

NEX 在中性环境中催化木聚糖降解成还原性寡糖和单糖，在沸水浴条件下进一步与 3,5-二硝基水杨中发生显色反应，在 540nm 处有特征吸收峰，反应液颜色的深浅与酶解产生的还原糖量成正比，通过测定反应液在 540nm 吸光值增加速率，可计算 NEX 活力。

### 自备实验用品及仪器：

天平、低温离心机、恒温水浴锅，可见分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96 孔板和蒸馏水。

### 试剂组成和配制：

缓冲液：液体 65mL×1 瓶，4℃保存。

试剂一：液体 10mL×1 瓶，4℃避光保存。（若出现白色絮状或颗粒状沉淀，可 60℃加热溶解后使用）。

试剂二：液体 10mL×1 瓶，4℃避光保存。

### 粗酶提取：

1. 发酵液：发酵液于 8000g，4℃，离心 15min，取上清，作为待测样品。
2. 酶干粉：称约 0.1mg，加 1mL 缓冲液溶解待测。
3. 组织样本：按照组织质量 (g)：提取液体积(mL)为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 缓冲液）进行冰浴匀浆，然后 8000g，4℃，离心 10min，取上清待测。

### 测定操作表：

1、分光光度计/酶标仪预热 30min，调节波长至 540nm。

2、操作表

	对照管	测定管
样品 (μL)	60	60
缓冲液 (μL)	90	90
试剂一 (μL)		60
试剂二 (μL)	90	
混匀，盖紧瓶盖，50℃水浴，反应 30min，立即沸水浴 20min 灭活。(注意不要让盖子爆开，以免进水，改变了反应体系)		
试剂一 (μL)	60	
试剂二 (μL)		90
混匀，沸水浴显色 5min，取 200μL 于微量石英比色皿/96 孔板中 540nm 处测定吸光值 A，计算 $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ 。每个测定管设一个对照管。		

### NEX 计算公式：

a. 用微量石英比色皿测定的计算公式如下

标准曲线： $y = 1.6904x + 0.0058$ ， $R^2 = 0.9989$

1. 按液体体积活力计算：

酶活定义：50°C，pH6.0 条件下，每毫升液体样本每分钟分解木聚糖产生 1nmol 还原糖所需的酶量为一个中性木聚糖酶的活力单位。

$$\text{NEX 活力 (nmol/min/mL)} = (\Delta A - 0.0058) \div 1.6904 \div 150 \div T \times \text{稀释倍数} \times 10^6 \\ = 657 \times (\Delta A - 0.0058)$$

2. 按蛋白浓度计算：

酶活定义：50°C，pH6.0 条件下，每毫克蛋白每分钟分解木聚糖产生 1nmol 还原糖所需的酶量为一个中性木聚糖酶的活力单位。

$$\text{NEX 活力 (nmol/min/mg prot)} = (\Delta A - 0.0058) \div 1.6904 \div 150 \div T \times \text{稀释倍数} \times 10^6 \div \text{Cpr} \\ = 657 \times (\Delta A - 0.0058) \div \text{Cpr}$$

3. 按鲜重计算：

酶活定义：50°C，pH6.0 条件下，每克样本每分钟分解木聚糖产生 1nmol 还原糖所需的酶量为一个中性木聚糖酶的活力单位。

$$\text{NEX 活力 (nmol/min/g 鲜重)} = (\Delta A - 0.0058) \div 1.6904 \div 150 \div T \times \text{稀释倍数} \times 10^6 \div W \\ = 657 \times (\Delta A - 0.0058) \div W$$

150：木糖的分子量；T：反应时间，30min；稀释倍数=V 反总÷V 样=300μL÷60μL=5；

10<sup>6</sup>：转化因子，即 1mg/mL=10<sup>6</sup>ng/mL；Cpr：样本蛋白浓度，mg/mL；W：样本质量，g。

**b.用 96 孔板测定的计算公式如下**

标准曲线：y = 0.8452x + 0.0058，R<sup>2</sup> = 0.9989

1. 按液体体积活力计算：

酶活定义：50°C，pH6.0 条件下，每毫升液体样本每分钟分解木聚糖产生 1nmol 还原糖所需的酶量为一个中性木聚糖酶的活力单位。

$$\text{NEX 活力 (nmol/min/mL)} = (\Delta A - 0.0058) \div 0.8452 \div 150 \div T \times \text{稀释倍数} \times 10^6 \\ = 1315 \times (\Delta A - 0.0058)$$

2. 按蛋白浓度计算：

酶活定义：50°C，pH6.0 条件下，每毫克蛋白每分钟分解木聚糖产生 1nmol 还原糖所需的酶量为一个中性木聚糖酶的活力单位。

$$\text{NEX 活力 (nmol/min/mg prot)} = (\Delta A - 0.0058) \div 0.8452 \div 150 \div T \times \text{稀释倍数} \times 10^6 \div \text{Cpr} \\ = 1315 \times (\Delta A - 0.0058) \div \text{Cpr}$$

3. 按鲜重计算：

酶活定义：50°C，pH6.0 条件下，每克样本每分钟分解木聚糖产生 1nmol 还原糖所需的酶量为一个中性木聚糖酶的活力单位。

$$\text{NEX 活力 (nmol/min/g 鲜重)} = (\Delta A - 0.0058) \div 0.8452 \div 150 \div T \times \text{稀释倍数} \times 10^6 \div W \\ = 1315 \times (\Delta A - 0.0058) \div W$$

150：木糖的分子量；T：反应时间，30min；稀释倍数=V 反总÷V 样=300μL÷60μL=5；

10<sup>6</sup>：转化因子，即 1mg/mL=10<sup>6</sup>ng/mL；Cpr：样本蛋白浓度，mg/mL；W：样本质量，g。

**注意事项：**

1. 吸光度变化应该控制在 0.01~0.8 之间，否则加大样品量或稀释样品，注意计算公式中参与计算的稀释倍数要相应改变；也可以延长或者缩短反应时间。
2. 试剂盒 2-8°C 保存，保质期 3 个月，建议尽快使用。